

НПО «ЛИТ»

WWW.LIT-UV.RU



УФ-облучатели СВЕТОЛИТ™

Предназначены для экстренного обеззараживания помещений в отсутствие людей: в интервалах между операциями, инвазивными процедурами и исследованиями потенциально инфицированных пациентов.

рег. удостоверение Росздравнадзора
№ РЗН 2016/4366, № РЗН 2021/14658



УФ-рециркуляторы АЭРОЛИТ™

Предназначены для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

рег. удостоверение Росздравнадзора
№ РЗН 2021/14826



УФ-установки МЕГАЛИТ™

Эффективное обеззараживание воздуха ультрафиолетовым излучением в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ



ЛИТ

Эффективное обеззараживание

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ от 07.05.2021 обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях проводится с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей с УФ-дозой не менее 25 мДж/см².

Высокая производительность

Время облучения установкой СВЕТОЛИТ составляет от 5 до 30 минут для достижения УФ-дозы 25 мДж/см² и обеззараживания по показателю «общее микробное число» (ОМЧ) 99,9%, в зависимости от объема помещения и мощности прибора.

Установки Аэролит обеспечивают высокую кратность рециркуляции обрабатываемого воздуха.

Безозоновые амальгамные лампы

В случае разрушения амальгамных УФ-ламп исключается загрязнение помещений парами ртути.

Амальгамные УФ-лампы не требуют специальных мер по утилизации.

Амальгамные УФ-лампы имеют большой ресурс до 16 000 часов.