

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»

Наборы реагентов AmpliSens® для диагностики Covid-19

- «AmpliSens® Cov-Bat-FL», форма 6, 110 тестов
 - «AmpliSens® Cov-Bat-FL», форма 7, 220 тестов
 - «AmpliSens® SARS-CoV-2-N501Y-IT» форма 1, 200 тестов
 - «AmpliSens® SARS-CoV-2-IT» форма 1, 200 тестов
 - «AmpliSens® COVID-19-FL», форма 1, 100 тестов
 - «AmpliSens® COVID-19-FL» форма 4, 100 тестов
- Возможна экстракция НК с использованием автоматических станций «открытого типа»:
- «AmpliSens® COVID-19-FL», форма 3, 100 тестов

Наборы реагентов AmpliSens® для ПЦР-диагностики инфекционных заболеваний человека



Наборы реагентов AmpliSens® для диагностики вирусных гепатитов методом ПЦР

- Качественное определение
- «AmpliSens® HAV-FL»
 - «AmpliSens® HBV-FL»
 - «AmpliSens® HCV-FL»
 - «AmpliSens® HDV-FL»
 - «AmpliSens® HGV-FL»
 - «AmpliSens® HBV / HDV-FL»
 - «AmpliSens® HCV / HBV / HIV-FL»
- Качественное и количественное определение
- «AmpliSens® HBV-Монитор-FL»
 - «AmpliSens® HCV-Монитор-FL»
- Качественное определение и дифференциация генотипов
- «AmpliSens® HBV-генотип-FL»
 - «AmpliSens® HCV-1/2/3-FL»
 - «AmpliSens® HCV-генотип-FL»

