

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»

Наборы реагентов AmpliSens® для диагностики Covid-19

- «AmpliSens® Cov-Bat-FL», форма 6, 110 тестов
- «AmpliSens® Cov-Bat-FL», форма 7, 220 тестов
- «AmpliSens® SARS-CoV-2-IT», форма 1, 200 тестов
- «AmpliSens® SARS-CoV-2-IT», форма 2, 200 тестов
- «AmpliSens® COVID-19-FL», форма 1, 100 тестов
- «AmpliSens® COVID-19-FL», форма 4, 100 тестов

Возможна экстракция НК с использованием автоматических станций «открытого типа»:

- «AmpliSens® SARS-CoV-2-IT», форма 3, 200 тестов
- «AmpliSens® COVID-19-FL», форма 3, 100 тестов



Наборы реагентов AmpliSens® для диагностики особо опасных и природно-очаговых инфекций методом ПЦР

- «AmpliSens® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophillum, E. chaffeensis / E. muris-FL»
- «AmpliSens® Plasmodium spp. / P.falciparum / P.vivax-FL»
- «AmpliSens® Yellow fever virus-FL»
- «AmpliSens® Borrelia miyamotoi-FL»
- «AmpliSens® Rickettsia spp. SFG-FL»
- «AmpliSens® Rickettsia conorii-FL»
- «AmpliSens® Coxiella burnetii-FL»
- «AmpliSens® Vibrio cholerae-FL»
- «AmpliSens® Yersinia pestis-FL»
- «AmpliSens® EBOV Zaire-FL»
- «AmpliSens® Zika virus-FL»
- «AmpliSens® CCHFV-FL»
- «AmpliSens® WNV-FL»

